

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΜΟΒΙΑΚCARE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



- ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ Νο43
- ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ
- ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΝΤΑ
- ΑΝΥΨΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ
- ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΟΧΕΙΟ Νο46
- ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ Νο51

GR

*Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να δοθεί στο χρήστη του προϊόντος.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και να αποθηκεύσετε το για μελλοντική χρήση.*

CE

MOBIAcare 
PRODUCES

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - HOME CARE

Τα αμαξίδια παραδίδονται συναρμολογημένα & έτοιμα προς χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα αμαξίδια μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ σπιτιού.

1. Πιέστε τη βάση του καθίσματος προς τα κάτω για να ανοίξει το αμαξίδιο.
2. Τοποθετήστε το αποσπώμενο κάθισμα με το δοχείο στις ειδικές εγκοπές.
3. Τραβήξτε τη βάση του καθίσματος για να κλείσει.
4. Ρυθμίστε τα υποπόδια στο επιθυμητό ύψος.
5. Για να αφαιρέσετε τα υποπόδια, απελευθερώστε το κλειδωμα και τραβήξτε προς τα πάνω.
6. Για να ρυθμίσετε τα υποπόδια στην επιθυμητή γωνία (εφόσον διαθέτει ανακλινόμενα υποπόδια), χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο μοχλό.
7. Για να αφαιρέσετε ή να ανυψώσετε τα πλαϊνά πιέστε τον κατάλληλο λεβιέ.
8. Για να κινηθείτε μόνοι σας χρησιμοποιήστε την κατάλληλη λαβή στους τροχούς (για τα μοντέλα 0808487,0223004,0809348,0808367).
9. Για να ξεπεράσετε κάποιο εμπόδιο ή να ανέβετε κάποιο ύψωμα κλίνετε προς τα πίσω το αμαξίδιο από τις χειρολαβές και σπρώξτε προς τα εμπρός.
10. Σε δρόμο με κλίση κρατήστε σταθερά το αμαξίδιο από τις χειρολαβές.
11. Για να εφαρμόσετε τα φρένα στους πίσω τροχούς πιέστε προς τα εμπρός τους κατάλληλους λεβιέ.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!)

Πριν χρησιμοποιήσετε το αμαξίδιο ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι:

- Το αμαξίδιο βρίσκεται σε πλήρη έκταση & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
- Το κάθισμα εφαρμόζει σωστά & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
- Τα υποπόδια εφαρμόζουν σωστά & έχουν ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
- Τα πλαϊνά μπράτσα εφαρμόζουν σωστά & έχουν ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
- Το κάθισμα εφαρμόζει σωστά & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
- Το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο στην κατάλληλη υποδοχή.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Τα αμαξίδια διαθέτουν φρένο στους πίσω τροχούς το οποίο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο όταν το αμαξίδιο δεν κινείται.
- Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε πρέπει να πιέζετε τις λαβές προς τα κάτω, ώστε το αμαξίδιο να μένει ακίνητο και να μη γλιστρά.
- ΜΗΝ** πατάτε πάνω στα υποπόδια για να καθίσετε ή να σηκωθείτε, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ανατροπής. Τα υποπόδια χρησιμεύουν για να πατεί τα πόδια ο χρήστης όταν είναι καθισμένος.
- Όταν σηκώνεστε πρέπει να στηρίζεστε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη η τραυματισμό.
 - Να καθαρίζετε τακτικά το αμαξίδιο.
 - Μην** αφήνετε το αμαξίδιο βρεγμένο.
 - Μην** αφήνετε παιδιά κοντά στο αμαξίδιο χωρίς επίβλεψη.

Εγγύηση

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος.

Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε εγγυάται στον αρχικό χρήστη ("Πελάτης") για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε ότι δεν φέρουν ελαττώματα στα υλικά υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Αν ένα τέτοιο ελάττωμα εμφανιστεί ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε, η οποία θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει το προϊόν όπως αυτή κρίνει. Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε θα απαιτήσει την επιστροφή του ελαττωματικού μέρους για να θεμελιωθεί ο ισχυρισμός, η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης περιορίζεται στην εν λόγω αντικατάσταση ή επισκευή. Το κόστος του ναύλου για αντικατάσταση ή επισκευή των ειδών παραμένουν στην ευθύνη του Πελάτη. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια, ατύχημα, εσκεμμένη κατάχρηση, ακατάλληλη εγκατάσταση ή / και συντήρηση. Τροποποιήσεις σε προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε) θα ακυρώσουν την εγγύηση αυτή στο σύνολό της.

Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε μη-ανθεκτικά υλικά, όπως ρόδες, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και την αντικατάσταση. Αυτή η εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από κράτος σε κράτος. ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.